

Gabaトランスアミナーゼ（Abat）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P80404

商品番号: CM0004630

前書き

ヒトGABAトランスアミナーゼ（ABAT）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸1-100番）。神経伝達物質分解やミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABAトランスアミナーゼ（ABAT）ウサギmAb
備考/別名	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	18
GeneID	18
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P80404
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤