

Ggt1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P19440

商品番号: CM0022879



前書き

ヒトGGT1（ガンマ-グルタミルトランスぺプチダーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。グルタチオン代謝およびロイコトリエン研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGT1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2678
遺伝子ID	2678
免疫原	ヒトGGT1のアミノ酸370-569に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_038265.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19440
タンパク質重量	61KDa/39KDa/24KDa
配送	アイスパック