

Gm130 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q08379

商品番号: CM0002244



前書き

ヒトGM130（GOLGA2、Golgin-95）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒトおよびマウスと反応し、ゴルジ体と有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GM130 ウサギmAb
別名	GM130; DEDHMB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2801
遺伝子ID	2801
免疫原	合成ペプチド ヒトGM130（Q08379）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08379
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤