


Wb、Elisa用 Grp75/Mot/Hspa9 ウサギモノクローナル抗体 - P38646

商品番号: CM0002246



前書き

ヒトGrp75/MOT/HSPA9

(P38646)に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリアストレスおよびシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Grp75/MOT/HSPA9 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3313
GeneID	3313
免疫原	ヒトGrp75/MOT/HSPA9 (P38646)のアミノ酸580-679に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38646
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ