


Hbg1/2 ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc、If、Elisa) - P69891/P69892

商品番号: CM0003094



前書き

ヒトHBG1/2に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC、IF-P、ELISAで検証済み、約12 kDaの胎児ヘモグロビン γ 鎖を検出。発生血液学およびHbF研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBG1/2 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2
種	ヒト
GeneID	3047/3048
免疫原	合成ペプチド ヒトHBG1 (P69891)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P69891/P69892
タンパク質分子量	12 kDa
輸送	保冷バッグ