

Hif1B/Arnt ウサギポリクローナル抗体 (If/Icc、Elisa用) - P27540

商品番号: CM0024193



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのHIF1β/ARNTウサギポリクローナル抗体 (pAb)。ヒト、マウス、ラットのARNT (SWISS: P27540) を検出します。低酸素応答および芳香族炭化水素受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1β/ARNT ウサギ pAb
備考/別名	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	405
GeneID	405
免疫原	ヒト HIF1β/ARNT (NP_001659.1) のアミノ酸 465-570 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27540
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ