

Hus1B ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - Q8Nhy5

商品番号: CM0030632

前書き

HUS1B

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAアプリケーション用です。ヒトHUS1Bタンパク質（約31 kDa）を認識し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。チェックポイント生物学や組織発現解析の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HUS1B ウサギ pAb
備考/別名	HUS1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	135458
GeneID	135458
免疫原	組み換えタンパク質 ヒトHUS1B (NP_683762.2) のアミノ酸1-278に対応する配列を含む組み換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NHY5
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ