


Ifn-Beta ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01575

商品番号: CM0007131



前書き

マウスIFN-betaに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しています。IFN-betaは、抗ウイルスおよび免疫調節機能を持つ主要な自然免疫サイトカインです。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN-beta ウサギ mAb
備考/別名	Ifb; IFNB; Ifl1d1; IFN-beta
種	マウス
GeneID (ヒト)	3456
GeneID	15977
免疫原	マウスIFN-beta (NP_034640.1) のアミノ酸1-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01575
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋