


Ihc-PおよびElisa用 Il17A ウサギモノクローナル抗体 - Q16552

商品番号: CM0002197



前書き

ヒトIL17A（CTLA-8、18kDa）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAで検証済み。ヒトIL17Aを認識します。炎症反応、抗菌防御、Th17介在性免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17A ウサギ mAb
備考/別名	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
種	ヒト
遺伝子ID	3605
免疫原	ヒトIL17A（NP_002181.1）のアミノ酸24-155に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16552
タンパク質分子量	18 kDa
発送方法	保冷バッグ