


Jnk3 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P53779

商品番号: CM0003495



前書き

JNK3/MAPK10を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、ストレス活性化シグナル伝達、神経細胞アポトーシス、概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK3 Rabbit mAb
別名	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5602
遺伝子ID	5602
免疫原	ヒトMAPK10 (P53779) のアミノ酸350～450番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53779
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤