

[Kd Validated] Anti-Adar1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P55265

商品番号: CM0011550



前書き

この[KD Validated]組換えウサギモノクローナル抗体は、ヒト ADAR1（P55265、136 kDa）を標的とします。WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAで検証済みです。RNA編集および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] ADAR1 Rabbit mAb
備考/別名	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	103
遺伝子ID	103
免疫原	ヒトADAR1（NP_001102.3）のアミノ酸610-810に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55265
タンパク質分子量	136kDa
配送	氷袋