


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Kd検証済み抗Dync1H1モノクローナル抗体 - Q14204

商品番号: CM0009089



前書き

ヒトDYNC1H1を標的とするKD検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞質ダイニン重鎖1に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] DYNC1H1ウサギmAb
備考／別名	p22; DHCL; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHCLa; DNCH1; DNECL; Dnchcl; CDCBM13; SMALED1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1778
GeneID	1778
免疫原	ヒトDYNC1H1 (NP_001367.2) のアミノ酸1～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14204
タンパク質分子量	532 kDa
輸送	保冷バッグ