

[Kd検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用途 抗Galcウサギモノクローナル抗体 - P54803

商品番号: CM0006996

前書き

ヒトガラクトセレブロシダーゼ（GALC）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのGALC（約77 kDa）を検出し、リソソーム蓄積症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GALC ウサギmAb
別名	GALC; ガラクトセレブロシダーゼ
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2581
遺伝子ID	2581
免疫原	ヒトGALC (NP_000144.2) のアミノ酸40〜300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54803
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤