


Kdバリデーション済み抗Mccc1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用途） - Q96Rq3

商品番号: CM0004749



前書き

MCCC1を標的とするKDバリデーション済みのウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットの種を認識します。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ロイシン異化代謝や3-メチルクロトニルグリシン尿症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] MCCC1 ウサギmAb
備考/別名	MCCA; MCG-B; MCCCalpha; [KDバリデーション済み] MCCC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56922
遺伝子ID	56922
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RQ3
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷剤