

[Kd検証済み] 抗Mettl3ラビットモノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q86U44

商品番号: CM0002609



前書き

ヒトMETTL3（N6-アデノシン-メチルトランスフェラーゼ触媒サブユニット）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。m6A RNA修飾および遺伝子調節に関わるエピトランスクリプトーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] METTL3ラビットmAb
備考/別名	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56339
遺伝子ID	56339
免疫原	ヒトMETTL3（Q86U44）のアミノ酸2-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U44
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ