


[Kdバリデーション済] Anti-Sod1 Rabbit

Polymab® (Wb、Ip、If、Ihc、Elisa用) - P00441

商品番号: CM0006091



前書き

ヒトSOD1（スーパーオキシドジスムターゼ[Cu-Zn]）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、KDバリデーション済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。酸化ストレスおよび神経変性研究におけるウェスタンブロット、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAの各用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] SOD1 Rabbit PolymAb®
別名	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; ホモダイマー
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6647
GeneID	6647
免疫原	ヒトSOD1の組換えタンパク質。ヒトSOD1 (NP_000445.1) のアミノ酸2番～154番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00441
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋