

Kd Validated 抗ヒトSult2B1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O00204

商品番号: CM0006023



前書き

ヒトスルホトランスフェラーゼ2B1（SULT2B1）に対するKD

Validatedウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。SULT2B1はステロイドおよびコレステロール代謝、皮膚分化と疾患において重要な役割を果たします。代謝学および皮膚科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] SULT2B1 ウサギmAb
備考/別名	HSST2; ARCI14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6820
GeneID	6820
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSULT2B1（NP_814444.1）のアミノ酸1-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00204
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ