


[Kd検証済み] ウサギモノクローナル抗体、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P62072

商品番号: CM0005575



前書き

ヒトTIMM10（TIM10）に対するウサギモノクローナル抗体。ミトコンドリア輸入シャペロン。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア内膜トランスロカーゼおよび関連経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] TIMM10 ウサギmAb
備考/別名	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Kd検証済み] TIMM10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26519
GeneID	26519
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTIMM10（NP_000204.3）のアミノ酸1-90aaに対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62072
タンパク質分子量	10kDa
輸送	保冷剤付き