


Kdバリデーション済み 抗Ythdc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Elisa用） - Q9H6S0

商品番号: CM0021397



前書き

ヒトYTHDC2（3'-5' RNAヘリカーゼ）を標的とするKDバリデーション済みウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF-P、ELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応性あり。約160 kDaのバンドを検出。減数分裂およびm6A RNA分解研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] YTHDC2 ウサギ pAb
備考/別名	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64848
GeneID	64848
免疫原	ヒトYTHDC2（NP_073739.3）のアミノ酸1286-1430に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IP、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6S0
タンパク質分子量	160kDa
配送	保冷バッグ