


[Ko検証済み] Anti-Ampka2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P54646

商品番号: CM0028623



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用KO検証済みAnti-AMPKα2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットと反応します。62 kDaのAMPK alpha-2触媒サブユニットを検出します。エネルギー代謝およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] AMPKα2 Rabbit pAb
備考/別名	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; α2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5563
GeneID	5563
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54646
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋