


[Ko検証済み] Anti-Atg5ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q9H1Y0

商品番号: CM0014691



前書き

ヒトATG5 (Q9H1Y0)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジー、アポトーシス、およびウイルス感染の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] ATG5 Rabbit pAb
備考/別名	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9474
遺伝子ID	9474
免疫原	ヒトATG5 (NP_004840.1) のアミノ酸1-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1Y0
タンパク質分子量	32 kDa
配送	アイスバッグ