

[Ko検証済み] ウサギ抗Cd133ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - O43490

商品番号: CM0015973

前書き

ヒトCD133（プロミニン-1）に対する検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。幹細胞およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CD133 ウサギ pAb
備考/別名	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8842
GeneID	8842
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43490
タンパク質分子量	97kDa
配送	保冷バッグ