

## [Ko検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdkn1A/P21 ウサギモノクローナル抗体 - P38936

商品番号: CM0003039



### 前書き

ヒトCDKN1A/p21を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体（P38936）です。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、DNA損傷、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] CDKN1A/p21 ウサギmAb                                                    |
| 別名          | P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21                       |
| 種           | ヒト                                                                            |
| GeneID (ヒト) | 1026                                                                          |
| GeneID      | 1026                                                                          |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトCDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) のアミノ酸1-164番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。 |
| 起源          | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                     |
| 用途          | WB, IHC-P, ELISA                                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                    |
| SWISS       | P38936                                                                        |
| タンパク質分子量    | 18kDa                                                                         |
| 発送方法        | 保冷剤                                                                           |