


[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用抗Dj-1/Park7ポリクローナル抗体 - Q99497

商品番号: CM0013146



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの抗DJ-1/PARK7ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのDJ-1/PARK7と反応します。DJ-1/PARK7は多機能な酸化ストレスセンサー兼デグリーケースです。細胞保護および神経変性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] DJ-1/PARK7ウサギpAb
備考／別名	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11315
GeneID	11315
免疫原	ヒトDJ-1/PARK7のアミノ酸1-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_009193.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99497
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ