


[Ko検証済] WbおよびElisa用 抗Esdウサギポリクローナル抗体 - P10768

商品番号: CM0023032



前書き

ヒトESD（S-ホルミルグルタチオンヒドロラーゼ、エステラーゼD）を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応し、ホルムアルデヒド代謝研究のためのWBおよびELISAをサポートします。解毒経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] ESD ウサギpAb
備考/別名	FGH; SD
種	ヒト
遺伝子ID	2098
免疫原	ヒトESD（NP_001975.1）のアミノ酸1-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10768
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ