


[Ko検証済み] ウェスタンブロット、Elisa用 抗ヒストンH2A.z

ポリクローナル抗体 - P0C0S5

商品番号: CM0029776



前書き

ヒトヒストンH2A.Zに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでKO検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸1-128）。分子量約13 kDa。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ヒストンH2A.Z ウサギpAb
備考/別名	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H2A
遺伝子ID	3015
免疫原	ヒトH2AFZ (NP_002097.1) のアミノ酸1-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0C0S5
タンパク質分子量	13 kDa
輸送	保冷バッグ