

[Ko検証済み] Anti-Hnrnpa2B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P22626

商品番号: CM0013846



前書き

[KO検証済み]

HNRNPA2B1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットを検出し、RNA生物学やテロメア研究に最適です。 - P22626

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
別名	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3181
免疫原	ヒトHNRNPA2B1 (NP_112533.1) のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22626
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	アイスバッグ