


[Ko検証済み] Anti-Hprt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P00492

商品番号: CM0028117



前書き

HPRT1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ノックアウトアプリケーションについて検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAに適しており、プリン救経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[Ko検証済み] HPRT1 Rabbit pAb
備考/別名	HPRT; HGPRT; T1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3251
GeneID	3251
免疫原	ヒトHPRT1 (NP_000185.1) のアミノ酸1-218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00492
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋