


## KOバリデーション済み抗Itchポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96J02

商品番号: CM0016045



### 前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで使用可能な、ITCH（E3ユビキチンリガーゼItchyホモログ）に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体です。ユビキチン化、炎症、免疫応答、アポトーシスに関与します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名       | [KO Validated] ITCH Rabbit pAb                               |
| 別名        | AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH                                 |
| 対象種       | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID（ヒト） | 83737                                                        |
| 遺伝子ID     | 83737                                                        |
| 免疫原       | 組換えタンパク質 ITCH（NP_001244066.1）のアミノ酸1-155番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                          |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                    |
| 適用アッセイ    | WB、ELISA                                                     |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS     | Q96J02                                                       |
| タンパク質分子量  | 103kDa                                                       |
| 発送方法      | 氷袋                                                           |