

[Ko バリデート済み] 抗Lrrc59 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96Ag4

商品番号: CM0013582

前書き

ヒトLRRC59に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトモデルでバリデート済み。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。FGF1の核内輸送および小胞体生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデート済み] LRRC59 ウサギ pAb
備考/別名	p34; PRO1855; 59
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55379
GeneID	55379
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトLRRC59 (NP_060979.2)のアミノ酸1-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AG4
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ