


Wb、Ihc-P、Elisa用 Ko検証済み抗Mlh1モノクローナル抗体 - P40692

商品番号: CM0007468



前書き

ヒトMLH1を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。マウスと交差反応します。DNAミスマッチ修復およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MLH1 Rabbit mAb
備考/別名	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4292
GeneID	4292
免疫原	合成ペプチド：ヒトMLH1 (NP_000240.1) のアミノ酸350-450内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P40692
タンパク質分子量	85 kDa
配送	氷袋