


[Ko検証済み] Anti-Msh2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P43246

商品番号: CM0005473



前書き

KO検証済みのWB、IHC-

P、ELISA用抗MSH2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットMSH2と反応します。DNAミスマッチ修復タンパク質Msh2、がん研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MSH2 Rabbit mAb
備考/別名	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
種	ヒト
GeneID	4436
免疫原	ヒトMSH2 (NP_000242.1) のアミノ酸330-583に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43246
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ