


[Koバリデーション済] Wb・Elisa用 抗Ndufc2 ポリクローナル抗体 - O95298

商品番号: CM0018032



前書き

ヒトNDUFC2を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。複合体Iの重要サブユニットです。WBとELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア研究や呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[Koバリデーション済] NDUFC2 ウサギpAb
備考／別名	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADH2; CI-B14.5b; C2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4718
遺伝子ID	4718
免疫原	合成ペプチド ヒトNDUFC2 (NP_004540.1) のアミノ酸1~100番以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95298
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	氷袋梱包