


## [KO検証済み] Wb、Ip、If、Ihc、Chip、Elisa用 抗P53ウサギモノクローナル抗体 - P04637

商品番号: CM0011939



### 前書き

ヒトp53（腫瘍抑制因子）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAに適しています。KO検証済み、複数のアイソフォーム（24-44 kDa）を認識。がんおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名        | [KO検証済み] p53ウサギmAb                                           |
| 備考/別名      | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53                                |
| 種          | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7157                                                         |
| 遺伝子ID      | 7157                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトp53 (NP_000537.3) のアミノ酸1-393に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                          |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                    |
| アプリケーション   | WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト                                                           |
| SWISS      | P04637                                                       |
| タンパク質分子量   | 24-44 kDa                                                    |
| 発送         | 保冷バッグ                                                        |