

[Ko検証済み] Wb、Elisa用抗Slc25A23ポリクローナル抗体 - Q9Bv35

商品番号: CM0019467

前書き

WBおよびELISAで検証済みのSLC25A23に対するウサギポリクローナル抗体。SLC25A23はミトコンドリアのアデニンヌクレオチドアンチporterであり、エネルギー代謝およびカルシウムシグナル伝達研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] SLC25A23ウサギpAb
備考／別名	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
種	ヒト
遺伝子ID	79085
免疫原	ヒトSLC25A23（NP_077008.2）のアミノ酸1～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV35
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ