

[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tfap4ポリクローナル抗体 - Q01664

商品番号: CM0020775

前書き

TFAP4（AP-4、bHLHc41）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットに反応。CAGCTGモチーフ結合を介した転写調節の研究に最適。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] TFAP4 ウサギ pAb
備考/別名	AP-4; bHLHc41; P4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7023
GeneID	7023
免疫原	合成ペプチド ヒトTFAP4（NP_003214.1）のアミノ酸200-338に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q01664
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ