

[Ko検証済み]

脂肪酸合成酵素（Fasn）ウサギPolymab®（Wb、If/Icc、Elisa用） - P49327

商品番号: CM0006489



前書き

高品質な[KO検証済み]

脂肪酸合成酵素（FASN）ウサギPolymAb®。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。脂肪酸代謝研究およびSARS-CoV-2複製研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] 脂肪酸合成酵素（FASN）ウサギPolymAb®
備考／別名	FAS ; OA-519 ; SDR27X1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2194
遺伝子ID	2194
免疫原	ヒト脂肪酸合成酵素（FASN）（NP_004095.4）のアミノ酸2212～2511に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49327
タンパク質分子量	273 kDa
配送	保冷バッグ