

[Ko検証済み] インテグリンA2 (Itga2/Cd49B) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P17301

商品番号: CM0031011



前書き

ヒトインテグリンα2 (ITGA2/CD49b)
に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB
、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トに反応。細胞接着、コラーゲン受容体、ウイルス侵
入研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] インテグリンα2 (ITGA2/CD49b) ウサギpAb
備考/別名	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3673
GeneID	3673
免疫原	合成ペプチド：ヒトインテグリンα2 (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2) のアミノ酸30-162に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17301
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ