

[Ko検証済] Ttl12 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q14166

商品番号: CM0020911

前書き

KO検証済のTTLL12

ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで使用可能で、ヒト・マウス・ラットのTTLL12（74kDa）を検出します。チューブリン修飾、有糸分裂、染色体安定性、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] TTLL12 ウサギpAb
別名	dJ526I14.2; 12
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23170
遺伝子ID	23170
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTTLL12（NP_055955.1）のアミノ酸485-644番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14166
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	氷袋