

Ldl受容体（Ldlr）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P01130

商品番号: CM0002034



前書き

ヒトLDL受容体（LDLR）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。コレステロール代謝およびウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDL受容体（LDLR）ウサギmAb
備考/別名	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL受容体（LDLR）
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3949
GeneID	3949
免疫原	合成ペプチド ヒトLDL受容体（LDLR）（NP_000518.1）のアミノ酸761-860領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01130
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバッグ