


Wb、If/Icc、Elisa用Mad2B/Mad2L2ウサギMab - Q9Ui95

商品番号: CM0011920



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用の高品質MAD2B/MAD2L2（REV7）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。DNA修復および細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2B/MAD2L2ウサギmAb
備考／別名	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10459
GeneID	10459
免疫原	合成ペプチド ヒトMAD2B/MAD2B/MAD2L2（Q9Ui95）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Ui95
タンパク質分子量	24 kDa
輸送	保冷バッグ