

マスト細胞トリプターゼ ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - Q15661

商品番号: CM0006055



前書き

ヒトマスト細胞トリプターゼ（TPSAB1、Q15661）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。マスト細胞脱顆粒および自然免疫の研究において検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マスト細胞トリプターゼ ウサギmAb
備考/別名	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; トリプターゼ-2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7177
遺伝子ID	7177
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15661
タンパク質分子量	31 kDa
発送	氷袋