


WbおよびElisa用Mcm4ウサギポリクローナル抗体 - P33991

商品番号: CM0018054



前書き

ヒトMCM4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。DNA複製ライセンスングおよび細胞周期制御の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM4ウサギpAb
備考／別名	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4173
遺伝子ID	4173
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33991
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ