


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Mda5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byx4

商品番号: CM0017746



前書き

細胞質ウイルスRNAセンサーであるMDA5 (IFIH1) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。自然免疫および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDA5ウサギpAb
備考／別名	AGS7 ; Hlcd ; MDA5 ; IMD95 ; MDA-5 ; RLR-2 ; IDDM19 ; SGMRT1 ; IFIH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64135
GeneID	64135
免疫原	ヒトIFIH1 (NP_071451.2) のアミノ酸1〜205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYX4
タンパク質分子量	25 kDa／117 kDa
輸送	保冷バッグ