

## Wb、Elisa用マーリンウサギポリクローナル抗体 - P35240

商品番号: CM0022620



## 前書き

ヒトマーリン（NF2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性マーリンを検出します。Hippoシグナル伝達、腫瘍抑制、膜生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | マーリンウサギpAb                                           |
| 備考／別名      | ACN ; SCH ; BANF ; merlin-1 ; Merlin                 |
| 種          | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 4771                                                 |
| GeneID     | 4771                                                 |
| 免疫原        | ヒトマーリン（NP_000259.1）の347～595番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | P35240                                               |
| タンパク質分子量   | 70kDa                                                |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |