


Wb、Elisa用 Mib1/Dip1 ウサギモノクローナル抗体 - Q86Yt6

商品番号: CM0012549



前書き

MIB1/DIP1 (Q86YT6)

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を有します。Notchシグナル伝達、ユビキチン化、中心体生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIB1/DIP1 ウサギ mAb
備考/別名	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57534
GeneID	57534
免疫原	ヒト MIB1/DIP1 (Q86YT6) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YT6
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷剤