


モノメチル化ヒストンH3-K36 (Q16695 / P68431) ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa、Chip-Seq対応

商品番号: CM0000316



前書き

MonoMethyl-Histone H3-

K36ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA、ChIP-

seqのアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、その他広範囲の種と反応することが予測されています。クロマチン制御における重要なエピゲノムマークである、ヒストンH3のリジン36残基のモノメチル化を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K36 ウサギpAb
別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; モノメチル化ヒストンH3-K36
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3のK36周辺の合成モノメチル化ペプチド (NP_003520.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISSプロット	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	氷袋梱包