


モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギモノクローナル抗体 | Q16695 / P68431 – Wb、Chip、Elisaなどに使用するメチル化特異的抗体

商品番号: CM0000411



前書き

ヒストンH3のリジン9のモノメチル化 (H3K9me1、S WISS Q16695 / P68431) に特異的なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、DB、ChIP、ELISAで検証済みで、幅広い交差反応性（ヒト、マウス、ラット）が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-K9 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のK9周辺配列に対応する合成モノメチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、DB、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ