


モノメチル化Yap1-K342 ウサギポリクローナル抗体 (P46937)、ウエスタンブロット(Wb)・Elisa用

商品番号: CM0000259



前書き

リジン342部位のモノメチル化YAP1を特異的に認識する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAアプリケーションに最適で、Hippoシグナル伝達経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	モノメチル化YAP1-K342 ウサギpAb
備考／別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10413
遺伝子ID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のK342周辺領域の合成モノメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	メチル化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤