

Msrl/Sra/Sr-A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P21757

商品番号: CM0024234



前書き

ヒトMSR1（CD204/スカベンジャー受容体A）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。免疫原は組換えタンパク質（ヒトMSR1の90～274アミノ酸）です。アテローム性動脈硬化および自然免疫研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSR1 Rabbit pAb
別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4481
遺伝子ID	4481
免疫原	ヒトMSR1（NP_619729.1）のアミノ酸90～274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21757
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤